



JOBST® FarrowWrap® Been- en voetverband Meetdagboek

Gegevens

Naam
Datum
TEK consultant
Telefoonnummer

Links

Omvangsmeting na 2 dagen

Datum _____

Kuit _____ cm

Enkel _____ cm

Omvangsmeting na 4 dagen

Datum _____

Kuit _____ cm

Enkel _____ cm

Omvangsmeting na 1 week

Datum _____

Kuit _____ cm

Enkel _____ cm

Omvangsmeting na 10 dagen

Datum _____

Kuit _____ cm

Enkel _____ cm

Omvangsmeting na 15 dagen


Datum _____

Kuit _____ cm

Enkel _____ cm

Opmerkingen:

Meetpunten



Rechts

Omvangsmeting na 2 dagen

Datum _____

Kuit _____ cm

Enkel _____ cm

Omvangsmeting na 4 dagen

Datum _____

Kuit _____ cm

Enkel _____ cm

Omvangsmeting na 1 week

Datum _____

Kuit _____ cm

Enkel _____ cm

Omvangsmeting na 10 dagen

Datum _____

Kuit _____ cm

Enkel _____ cm

Omvangsmeting na 15 dagen

Datum _____

Kuit _____ cm

Enkel _____ cm

Opmerkingen:

Gebruiksaanwijzing

Om te beginnen

- In de verpakking vindt u een onderkous die ter bescherming van uw benen dient. Trek de onderkous als eerste aan over uw been en zorg ervoor dat er geen plooien zichtbaar zijn.
- JOBST FarrowWrap wordt over de onderkous heen aangelegd.
- Neemt de vochtophoping af, dan zal JOBST FarrowWrap losser gaan zitten. Stel de banden opnieuw strakker bij, waarbij u weer begint bij de onderste band, daarna de tweede band, enz.




Onderbeenverband

- Leg het onderbeenverband plat neer met het label zichtbaar aan de bovenzijde.



- Begin met het vastzetten van de onderste band bij de enkel. Pak beide banden vast met één hand aan elke zijde van de enkel. Trek de band zoveel mogelijk uit en wikkel deze redelijk stevig om de enkel. **Let op:** het verband mag geen pijn doen, maar moet wel een redelijke druk geven.




- Bevestig de overige banden op dezelfde wijze en trek alle banden even stevig aan. De banden moeten elkaar goed overlappen. Sla bovenaan de onderkous terug over de FarrowWrap.




Voetverband

Voor het voetverband heeft u geen aparte onderkous nodig.


- Zorg dat de zig-zag naad bij uw hiel zit en plaats uw voet in een hoek van 90 graden ten opzichte van het onderbeen. U kunt dit op bed doen of met behulp van een krukje.



- Begin met het vastzetten van de band rondom de voet. Trek de band redelijk ver uit en wikkel deze zo om de voorvoet.



- Zet de twee enkelbanden schuin naar voren over de voet vast. De banden moeten elkaar goed overlappen. Rek de banden redelijk ver uit. De eerste band van binnen naar buiten. De tweede band van buiten naar binnen.




Bovenbeen- en knieverband

Het bovenbeenverband bestaat uit één bovenbeenverband en één knieverband.


Bovenbeenverband

- Leg JOBST FarrowWrap plat neer met het label zichtbaar aan de bovenzijde.
- Begin met het strak vastzetten van de onderste band, van boven uw knie. Bevestig vervolgens de, bovenliggende banden op dezelfde manier.



Knieverband

- Leg JOBST FarrowWrap plat neer met het label zichtbaar aan de bovenzijde. Plaats de middelste band van het knieverband in de knieholte (met of zonder het schuimkussentje).
- Wikkel de middelste band rondom de knie en zet deze vast met het klittenband.
- Breng de overige banden op dezelfde manier aan, waarbij u eventuele plooien gladstrijkt.



Compressietherapie

Wat is compressietherapie?

Door gebruik te maken van een compressie-verband wordt van buitenaf tegendruk gegeven aan het weefsel. Vocht en afvalstoffen die zich hier bevinden worden daardoor beter opgenomen en afgevoerd. Deze tegendruk wordt nog beter opgenomen en afgevoerd. Deze tegendruk wordt nog beter opgenomen en afgevoerd. Deze tegendruk wordt nog beter opgenomen en afgevoerd.

JOBST FarrowWrap

JOBST FarrowWrap is een uniek compressieverband dat helpt om vochtophoping (oedeem) in benen of armen te verdrijven. JOBST FarrowWrap is samengesteld uit meerdere, onderling met elkaar verbonden banden die met klittenbanden vastgezet worden. Door deze constructie is het verband gevouwen aan te leggen. Het draagcomfort is hoog door het gebruik van zachte materialen.

Eigen regie

Met JOBST FarrowWrap heeft u de regie in eigen hand. Na instructies van uw behandelaar of leverancier kunt u dit compressieverband eenvoudig zelf aanleggen. Wanneer uw been of voet in de loop van de dag dunner wordt is het verband eenvoudig bij te stellen. Mocht u JOBST FarrowWrap niet zelf om kunnen doen dan is deze ook door uw partner of verzorgende eenvoudig aan te leggen.

Complicaties

Blauwe tenen of pijn

Heeft u na het aanbrengen van het compressieverband blauwe tenen of pijnklachten, dan is het belangrijk dat u gaat lopen. Indien de klachten na 10 minuten niet verminderd zijn dan kunt u beter alle banden losmaken en ze opnieuw sluiten met minder kracht. Blijven de klachten aanhouden: doe JOBST FarrowWrap af en overleg met uw arts.

Witte tenen

Heeft u na het aanbrengen van het compressieverband witte tenen, doe dan het verband direct af en overleg met uw arts.

Contra-indicaties

- Matige tot ernstige arteriële aandoeningen
- Onbehandelde trombose
- Onbehandelde vaatinfecties
- Ongecontroleerd hartfalen
- Onbehandelde of gevorderde ontstekingen die betrekking hebben op de benen of voeten
- Zwelling van het been met een onbekende oorzaak

Wasvoorschrift

Let op: Na gebruik en bij het wassen: klittenbanden goed sluiten, om te voorkomen dat vuil en pluisjes in het klittenband gaan zitten. Gebruik een waszakje om de banden tijdens het wassen te beschermen. Maak de klittenbanden regelmatig schoon met een oude tandenborstel. Zo gaat het JOBST FarrowWrap verband langer mee.

