

JOBST FarrowWrap 4000 is een compleet korterek klittenbandsysteem voor patiënten met milde tot matige veneuze en lymfatische aandoeningen. JOBST FarrowWrap 4000 bestaat uit een **FarrowHybrid** compressiekous die druk geeft op de voet en de enkel, gecombineerd met een klittenbandverband voor het onderbeen. FarrowWrap 4000 geeft 20-30 mmHg druk op de voet en 30-40 mmHg op het onderbeen.

Kenmerken

- Hoog gebruiksgemak door de geïntegreerde sleeve
- De 4 banden zijn makkelijk aan te leggen en eenvoudig op spanning te brengen
- Schoenen kunnen gemakkelijk worden gedragen over de bijgeleverde liner
- Kan op 30 graden in de wasmachine worden gewassen
- Kan worden gecombineerd met de FarrowWrap Lite onderbeenverlenger

Maattabel

JOBST FarrowWrap 4000 onderbeenverband	XS	S	M	L
cC	25-38 cm	32-48 cm	37-56 cm	43-67 cm**
cB	17-23 cm	19-28 cm	25-37 cm	29-43 cm
/BD Normaal*	30-33 cm	30-33 cm	30-33 cm	30-33 cm
/BD Lang*	34-37 cm	34-37 cm	34-37 cm	34-37 cm

* Meet de lengte van de malleolus tot vlak onder de knie.

** Als de omvang van de kuit groter is dan 60 cm dan is de JOBST FarrowHybrid niet geschikt. Een extra, niet-compressieve, liner die wel geschikt is voor deze omvang wordt bijgesloten als een FarrowWrap 4000 in maat L wordt besteld.

Kleur



beige



Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud	Z-indexnummer
76661-00	JOBST FarrowWrap 4000 onderbeenverband normaal XS	1 stuk incl. 1 liner	16870964
76661-01	JOBST FarrowWrap 4000 onderbeenverband normaal S	1 stuk incl. 1 liner	16870980
76661-02	JOBST FarrowWrap 4000 onderbeenverband normaal M	1 stuk incl. 1 liner	16870999
76661-03	JOBST FarrowWrap 4000 onderbeenverband normaal L	1 stuk incl. 1 liner	16871006
76661-04	JOBST FarrowWrap 4000 onderbeenverband lang XS	1 stuk incl. 1 liner	16871022
76661-05	JOBST FarrowWrap 4000 onderbeenverband lang S	1 stuk incl. 1 liner	16871030
76661-06	JOBST FarrowWrap 4000 onderbeenverband lang M	1 stuk incl. 1 liner	16871049
76661-07	JOBST FarrowWrap 4000 onderbeenverband lang L	1 stuk incl. 1 liner	16871057

CLASSIC & BASIC

Bevestig de stukken VELCRO®-klittenband door deze zachtjes uit te rekken wat lijkt op een rek van het kledingstuk van ongeveer 10%.

4000

Bevestig de stukken VELCRO®-klittenband door deze uit te rekken volgens de waarden die in de onderstaande tabel worden vermeld:

XS	S	M	L
15-20%		20-30%	

LET OP:

- De eerste pasbeurt moet worden uitgevoerd onder supervisie van een zorgverlener om een comfortabel compressieniveau te bepalen op basis van de behoeften en gevoeligheid van de patiënt.
- JOBST® FarrowWrap® TTF moet worden afgeknipt door een medische professional voorafgaand aan het aantrekken.
- Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier als het product niet is afgeknipt.
- Als de patiënt na het aantrekken van het product tekenen van roodheid van de huid, vernauwingen, druksporen, pijn, verminderde kleur of gevoelloosheid in de ledematen ondervindt, moet het compressiewikkelsysteem worden verwijderd.
- Het wordt aanbevolen om een JOBST® FarrowWrap®-buisverband te dragen onder JOBST® FarrowWrap® verstelbare compressiehulpmiddelen om de huid te helpen beschermen.
- Neem contact op met uw zorgverlener met betrekking tot het combineren van verschillende FarrowWrap®-producten.
- JOBST® FarrowWrap®-knieverband LITE mag alleen worden gebruikt in combinatie met JOBST® FarrowWrap®-bovenbeenverband LITE.
- JOBST® FarrowWrap®-knieverband STRONG mag alleen worden gebruikt in combinatie met JOBST® FarrowWrap®-bovenbeenverband STRONG en CLASSIC.
- Het is aan te bevelen om het gebruik van het JOBST® FarrowWrap®-voetverband met een JOBST® FarrowWrap®-beenverband te combineren voor het beheer van beenoedeem.
- Het kan nodig zijn om het VELCRO®-klittenband van het product tijdens het dragen in de nacht losser te maken.
- Voor JOBST® FarrowHybrid®, JOBST® Farrowhandschoenen en JOBST® Farrow-teenverband wordt het aanbevolen om te overwegen het product te verwijderen bij het liggen.
- Gelieve contact op te nemen met uw zorgverlener voor verder advies.
- Sieraden in het betreffende gebied moeten worden verwijderd voor het aantrekken van het product.
- Overtollig buisverband kan over de bovenkant van

het compressieproduct worden gevouwen.

- Het product moet mogelijk periodiek strakker worden getrokken om de juiste pasvorm te waarborgen.
- Om te voorkomen dat de stukken VELCRO®-klittenband zich aan andere items hechten, vouw elke band over zichzelf heen en bevestig met klittenband.

5. Contra-indicaties

JOBST® FarrowWrap®/Farrow/FarrowHybrid®-producten zijn gecontra-indiceerd (mag niet worden gedragen) als u een of meer van de volgende medische aandoeningen hebt:

- Onbehandelde aderontsteking (septische flebitis)
- Ongecontroleerd (gedecompenseerd) congestief hartfalen
- Onbehandelde en/of progressieve huidinfectie (cellulitis) met betrekking tot het gebied waar het product zal worden toegepast
- Phlegmasia coerulea dolens (groot bloedstolsel in de behandelde ader)
- Patiënten die geen pijn of ongemak kunnen uiten
- Omtrek minder dan het aangegeven bereik (zie maattabel op de productinformatiekaarten)
- Onverenigbaarheid met materiaal

Compressie 20-30 mmHg en 15-20 mmHg voor JOBST® Farrow-teenverband/JOBST® Farrowhandschoenen

- Ernstige arteriële aandoening
- Matige arteriële aandoening op het gebied van perifere neuropathie

Compressie 30-40 mmHg

- Matige tot ernstige arteriële ziekte
- Milde arteriële aandoening op het gebied van perifere neuropathie

Opmerking: JOBST® Farrow-producten zijn ontworpen om met elkaar te worden gebruikt en mogen niet worden gebruikt met producten die niet van het merk JOBST® Farrow zijn.

6. Waarschuwingen

Open wonden moeten worden bedekt met een passend verband voordat het buisverband en/of compressieproduct wordt aangedaan. Voor producten voor de onderste ledematen moet, om vallen te voorkomen, tijdens het lopen passend schoeisel worden gedragen.

Neem contact op met uw arts als u het volgende hebt ervaren of ontwikkeld:

- Huidinfectie of wondvocht
- Milde tot matige arteriële aandoening
- Verlies van gevoel in het gebied waar het product is aangebracht (perifere neuropathie)
- Voorgeschiedenis van bloedstolsels
- Gecontroleerde CHF (congestief hartfalen)
- Carpaal tunnel syndroom (alleen voor bovenste ledemaat)
- Grote eeltknobbels (alleen voor JOBST® Farrow-teenverband, JOBST® FarrowHybrid®)
- Immobieliteit (alleen voor JOBST® Farrow-teenverband)

7. Maattabel

Voor producten in standaard maten (Confectie

& Trim-to-Fit): raadpleeg de maattabel op de productinformatiekaart.

8. Instructies voor reiniging

Brand	Washing	Bleaching	Drying	Ironing	Professional Cleaning
JOBST® FarrowWrap® LITE					
JOBST® FarrowWrap® STRONG					
JOBST® FarrowWrap® CLASSIC					
JOBST® FarrowWrap® BASIC					
JOBST® FarrowWrap® 4000					
JOBST® Farrow Glove					
JOBST® Farrow Toe Cap					
JOBST® Farrow Terry Cloth liner					
JOBST® Farrow Liner					
JOBST® FarrowHybrid® ADI					
JOBST® Farrow GarmentGrip Roll (Neo)					
JOBST® FarrowFoam Roll or Squares					

Wasmachine op 30°C, fijne was

Wasmachine op 40°C, fijne was

Handwas

Niet bleken

Droger, lage temperatuur

Plat drogen

Niet chemisch reinigen

Niet strijken

Niet in de droogtrommel

9. Aanwijzingen voor opslag/garantie

Bescherm uw compressieproducten tegen direct zonlicht, hitte en vocht. Wij adviseren de producten te bewaren bij kamertemperatuur. De draagperiode is niet meer dan 6 maanden voor JOBST® Farrow-producten. De productiedatum/ uiterste bewaardatum staat op het etiket van de verpakking naast het bijbehorende symbool. Op maat gemaakte producten zijn bedoeld voor

direct gebruik en daarop wordt geen uiterste bewaardatum aangegeven.

10. Opmerking

Alle ernstige incidenten met betrekking tot dit hulpmiddel moeten worden gemeld aan BSN Medical Inc. (BSN medical GmbH binnen de Europese Unie) en de bevoegde autoriteit van uw land.