



Compressie voor
wie graag
**vrij
beweegt**

JOBST® Confidence

Een nieuwe generatie
therapeutische elastische vlakbreikousen

**UITBREIDING
ASSORTIMENT**

JOBST® Confidence

Dankzij de innovatieve breimethode vormt de kous zich goed naar individuele **lichaamscontouren**.



Contour Fit

Vervaardigd van soepel materiaal dat zacht is maar ook **stevige ondersteuning biedt**.



Zacht en stevig

Geavanceerd vochtregulatiesysteem voor **optimaal draagcomfort**.




Vochtbeheer

Een nieuw tijdperk van comfort met de **Contour Fit** technologie

Laat uw patiënten het verschil ervaren dat een persoonlijke pasvorm biedt voor hun dagelijkse comfort. Deze therapeutische elastische kousen, die met behulp van de Contour Fit technologie worden ontwikkeld, zijn ideaal voor patiënten met licht tot matig lymfoedeem en lipoedeem*. Ze hebben een precieze pasvorm op maat van de échte anatomische vormen van uw patiënten en bieden extra bewegingsvrijheid en comfort bij hun dagelijkse activiteiten.

INNOVATIEVE
TECHNOLOGIE



Een oplossing voor individueel comfort: **Contour Fit**

Bij traditionele vlakbreiproducten kunnen steken alleen aan de uiteinden bij de naad worden toegevoegd of verwijderd. Bij JOBST Confidence kunnen steken op vier posities worden toegevoegd. Dit maakt meer dan ooit een persoonlijke pasvorm van de therapeutische elastische kous mogelijk.

Aan de **contour points** kunt u zien waar de therapeutische elastische kous op maat is gemaakt zodat uw patiënten zich vrijer kunnen bewegen.

Geïnspireerd op de behoeften van patiënten en ontwikkeld met **innovatieve technologie**



"Mijn patiënten zijn echt tevreden over de zachtheid van het materiaal - en tegelijkertijd biedt het de stevige druk die ze nodig hebben"

Justine Whitaker, directeur en verpleegkundig consulent, Northern Lymphology, Forest of Bowland, Lancashire, VK.

Het innovatieve nieuwe pantydesign

Onze **nieuwe modellen** hebben een ergonomische positionering van de naden die de natuurlijke vormen van **lymfoedeem- en lipoedeempatiënten** volgen. Dit kan helpen om ongemak en beperkingen in hun dagelijkse leven te verminderen.

NIEUW



Unieke pasvorm voor unieke patiënten

JOBST Confidence biedt als allereerste **een specifiek breipatroon voor zowel lymfoedeem- als lipoedeempatiënten.**

LIPOEDEEM



LYMFOEDEEM



Het begint allemaal met **de unieke lichaamsvorm van uw patiënten**



METEN

Beide patiënttypes **worden volgens onze richtlijnen gemeten.**



HERKENNEN

Ons productiesysteem interpreteert de metingen en **herkent** de lichaamsvorm als ofwel **lipoedeem of lymfoedeem.**



PRODUCEREN

Een speciaal breipatroon wordt geselecteerd en de innovatieve **Contour Fit** breitechniek produceert een therapeutische elastische kous met een **optimale gepersonaliseerde pasvorm.**



Stimuleer uw patiënten met comfort-, kleuren- en designopties

Comfortopties



Comfortzone
knie



Comfortzone
arm



Comfortzone
enkel



Hallux valgus
gesloten teen




Hallux valgus
open teen



Schuine
voet

Designopties



Deco line



Initialen



Tailleband
met bloemmotief (5 cm)





JOBST® Confidence

Een compleet assortiment
net zo uniek als uw patiënt

Uitvoeringen



CG1 armkous



AD kniekous



AG dijkous

Nieuwe uitvoeringen



AT Panty



BT 7/8*



B1T 3/4*



ET Bermuda*



AB1 Sok*

Drukklasse (RAL)

Bovenste extremiteiten

CCL 1 ► 15 - 21 mmHg

CCL 2 ► 23 - 32 mmHg

Onderste extremiteiten

CCL 1 ► 18 - 21 mmHg

CCL 2 ► 23 - 32 mmHg

CCL 3 ► 34 - 46 mmHg

*Beschikbaar vanaf mei 2022



JOBST®,
an Essity brand

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700
jobst.cs.nl@essity.com
www.jobst.nl



02632845M

02/2022