



JOBST® Relax verband

Oedeemmanagement voor continue comfort 's nachts

Houdt ook 's nachts oedeem onder controle met JOBST Relax! JOBST Relax is een op maat gemaakt compressieverband voor de behandeling van lymfoedeem die patiënten kan helpen om beter te slapen - zodat ze meer kunt genieten van hun dag. Ontworpen om oedeem 's nachts onder controle te houden en vochtophoping 's nachts tegen te gaan.

De patiënt

✓ Patiënt draagt overdag compressie maar heeft ook 's nachts oedeemmanagement nodig.

Lite en Strong variant

JOBST Relax is er voor de onderste extremiteiten in twee varianten, namelijk een Lite en een Strong variant. De Lite variant wordt ingezet bij lichtere fibrosevorming en oedeemfluctuatie. De Strong variant wordt ingezet bij zwaardere fibrosevorming en oedeemfluctuatie. Als leidraad wordt aangehouden om de Lite variant te kiezen indien de patiënt overdag een klasse 2 therapeutische elastische kous draagt en de Strong variant indien de patiënt overdag een therapeutische elastische kous klasse 3 of hoger draagt.

JOBST® Relax

- ✓ **Pointpressure** systeem met een oppervlaktestructuur ontworpen voor **micro-massage** ter stimulatie van de lymfeafvoer
- ✓ **Ademend** vermogen door speciale garens en flexibele tussenlaag met verbindende vezels.
- ✓ **Extra zacht** door unieke constructie voor meer comfort.
- ✓ Ontworpen om **oedeemvorming** gedurende de nacht **tegen te gaan**. JOBST Relax mag 's nachts gedragen worden daar waar therapeutische elastische kousen gecontra-indiceerd zijn.

Productassortiment JOBST® Relax

Omschrijving			Artikelnummer	Z-indexnummer	AIP inkoopprijs
	LITE	Arm met handgedeelte (AG1) Beige	76087-00	16346440	€ 544,-
		Arm met handgedeelte met rits (AG1) Beige	76087-02	16346459	€ 650,-
	LITE	Arm zonder handgedeelte (CG) Beige	76088-00	16346467	€ 490,-
		Arm zonder handgedeelte met rits (CG) Beige	76088-02	16346475	€ 596,-
	LITE	Onderbeenverband (AD) Beige	76095-00	16346300	€ 544,-
		Onderbeenverband met rits (AD) Beige	76095-02	16346394	€ 634,-
	STRONG	Onderbeenverband (AD) Beige	76097-00	16346378	€ 544,-
		Onderbeenverband met rits (AD) Beige	76097-02	16346386	€ 634,-
	LITE	Verband tot de dij (AG) Beige	76096-00	16346408	€ 1.076,-
		Verband tot de dij met rits (AG) Beige	76096-02	16346424	€ 1.194,-
	STRONG	Verband tot de dij (AG) Beige	76098-00	16346416	€ 1.076,-
		Verband tot de dij met rits (AG) Beige	76098-02	16346432	€ 1.194,-